

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-P63 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9H3D4

Número de artículo: CM0019873



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra p63 humano (TP63), adecuado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reconoce las proteínas humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la regulación de la transcripción y la morfogénesis epitelial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	p63 Rabbit pAb
Observaciones/alias	AIS, KET, LMS, NBP, RHS, p40, p51, p63, EEC3, OFC8, p73H, p73L, SHFM4, TP53L, TP73L, p53CP, TP53CP, B(p51A), B(p51B)
Especie	Humano
GeneID (humano)	8626
GeneID	8626
Inmunógeno	Péptido sintético, un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 166-362 de p63 humano (NP_001108452.1).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9H3D4
Peso molecular de la proteína	45-77 kDa
Envío	Bolsa de hielo