


Anticuerpo Monoclonal Anti-P70 S6 Kinase 1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P23443

Número de artículo: CM0011979



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-p70 S6 Kinase 1 de alta calidad validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Objetivo: quinasa clave aguas abajo de mTOR que regula la traducción y el crecimiento celular. Para investigación de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	p70 S6 Kinase 1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alfa; S6K-beta-1; p70(S6K)-alfa; p70 S6 Kinase 1
Especie	Humano
GeneID	6198
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 1-100 de p70 S6 Kinase 1 humana (NP_003152.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23443
Peso Proteico	59 kDa
Envío	Bolsa de hielo