

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-P73 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O15350

Número de artículo: CM0006984



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la p73 humana (O15350). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con la p73 de ratón y rata. p73 es un factor de transcripción relacionado con p53 involucrado en apoptosis, supresión tumoral y ciliogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	p73 Ac. m. de Conejo
Observaciones/Alias	P73; CILD47; p73
Especie	Humano
ID del Gen	7161
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la p73 humana (O15350).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15350
Peso Molecular de la Proteína	70kDa
Envío	Bolsa de hielo