

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-P75Ntr/Ngfr (Cd271) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P08138

Número de artículo: CM0003820



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad que se dirige a p75NTR/NGFR humano (CD271/TNFRSF16). Validado para WB, IHC-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigaciones sobre señalización de neurotrofinas y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	p75NTR/NGFR Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR; p75NTR/NGFR
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4804
GeneID	4804
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 300-400 del receptor p75 NGF humano (P08138).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08138
Envío	Bolsa de hielo