

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-P75Ntr/Ngfr Para Wb, Elisa - P08138

Número de artículo: CM0020352



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra p75NTR/NGFR humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación de señalización de neurotrofinas y diferenciación neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	p75NTR/NGFR Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR; p75NTR/NGFR
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4804
GeneID	4804
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08138
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo