

Anti-P75Ntr/Ngfr Conejo Polymab® Para Wb, Ihc-P, Elisa - P08138 / Q9Z0W1

Número de artículo: CM0012125



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra p75NTR/NGFR para western blot, IHC-P y ELISA. Reconoce NGFR humano y de ratón con reactividad cruzada a rata. Ideal para estudios de señalización de neurotrofinas, destino celular y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	p75NTR/NGFR Conejo PolymAb®
Observaciones/Alias	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR
Especies	Humano/Ratón
GeneID (Humano)	4804
GeneID	4804/18053
Immunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 300-400 del p75NTR/NGFR humano (NP_150086.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08138/Q9Z0W1
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo