

Anticuerpo Policlonal Anti-Pabpc1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11940

Número de artículo: CM0015808



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PABPC1 humano, validado para western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación del metabolismo del mRNA y la traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAbPC1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PAB1; PABP; PABP1; PABPC2; PABPL1; pAbPC1
Especie	Humano
ID de Gen (humano)	26986
ID de Gen	26986
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11940
Peso Proteico	71kDa
Envío	Bolsa de hielo