

Anticuerpo Policlonal Anti-Pabpc4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13310

Número de artículo: CM0028445

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PABPC4 humana. Aplicaciones: WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la unión al poli(A) del ARNm y la regulación postranscripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PABPC4 Rabbit pAb
Notas/Alias	APP1, APP-1, PABP4, iPABP, PABPC4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8761
GeneID	8761
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 350-450 de PABPC4 humana (NP_003810.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13310
Peso Molecular	71kDa
Envío	Bolsa de hielo