

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pabpc5 Para Wb, Elisa - Q96Du9

Número de artículo: CM0027003

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PABPC5 (proteína de unión a poliadenilato 5) para aplicaciones de Western blot y ELISA. Demuestra reactividad cruzada con especies humana y de ratón. Ideal para investigación IVD en metabolismo del ARNm y procesos regulatorios citoplasmáticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PABPC5 Conejo pAb
Observaciones/Alias	PABP5; PABPC5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	140886
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-382 de PABPC5 humano (NP_543022.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q96DU9
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo