

## Anticuerpo Policlonal Anti-Pabpn1 Para Wb Y Elisa - Q86U42

Número de artículo: CM0028652



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PABPN1 humano validado para WB y ELISA. Detecta PABPN1 humano y de ratón, una proteína de unión a poli(A) nuclear implicada en el procesamiento del extremo 3' del ARNm. Ideal para investigación en metabolismo de ARNm y distrofia muscular.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | PABPN1 Rabbit pAb                                                                                                   |
| Observaciones/Alias | OPMD; PAB2; PABII; PABP2; PABP-2; PABPN1                                                                            |
| Especie             | Humano                                                                                                              |
| ID del Gen          | 8106                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la PABPN1 humana (NP_004634.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                            |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                           |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón                                                                                                       |
| SWISS               | Q86U42                                                                                                              |
| Peso de la Proteína | 33kDa                                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                      |