

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pabpn1 Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q86U42

Número de artículo: CM0003130



Introducción

Reacciona con PABPN1 humano, de ratón y de rata; adecuado para Western blot, inmunofluorescencia, IHC y ELISA; se dirige a una proteína de unión nuclear a poli(A) implicada en el procesamiento de mRNA y la regulación de genes musculares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PABPN1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	OPMD, PAB2, PABII, PABP2, PABP-2, PABPN1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	8106
ID de Gen	8106
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del PABPN1 humano (Q86U42).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q86U42
Peso Proteico	31kDa/33kDa
Envío	Bolsa de hielo