


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pacsin2 Para Wb, Elisa - Q9Unf0

Número de artículo: CM0022742



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PACSIN2 (Syndapin-2), validado para WB y ELISA en muestras humanas y de ratón. PACSIN2 regula la morfogénesis de caveolas, la endocitosis y la propagación del VIH-1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PACSIN2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	SDPII; PACSIN2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11252
GeneID	11252
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 240-410 del PACSIN2 humano (NP_009160.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UNF0
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo