

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Padi1/Pad1 Para Wb, Elisa - Q9ULc6

Número de artículo: CM0007636



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra PADI1/PAD1 humano, validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Ideal para estudiar la citrulinación de proteínas y la biología epidérmica. Peso molecular predicho de 74kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PADI1/PAD1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PADI1; HPAD10; PAD1; PDI; PDI1; peptidil arginina deiminasa 1; PADI1/PAD1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	29943
ID de Gen	29943
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-277 de PADI1/PAD1 humano (NP_037490.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9ULC6
Peso Proteico	74kDa
Envío	Bolsa de hielo