

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Padi2 Para Wb Y Elisa - Q9Y2J8

Número de artículo: CM0015904



Introducción

PADI2 Rabbit pAb (Q9Y2J8) es un anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la peptidilarginina desiminasa tipo 2. Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada en humanos, adecuado para aplicaciones de investigación en DIV.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PADI2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PAD2; PDI2; PAD-H19; PADI2
Especie	Humana
ID del gen	11240
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de la PADI2 humana (NP_031391.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q9Y2J8
Peso molecular	76 kDa
Envío	Bolsa de hielo