

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Padi4 Para Wb, Elisa - Q9Um07

Número de artículo: CM0020523



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PADI4 (protein-arginine deiminase tipo-4). Validado para WB y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Útil para estudios sobre el código de histonas, regulación de la cromatina y NETs.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PADI4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PAD; PAD4; PDI4; PDI5; PADI5; PADI4
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	23569
ID de Gen	23569
Inmunógeno	péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 350-450 del PADI4 humano (NP_036519.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UM07
Peso Proteico	74kDa
Envío	Bolsa de hielo