


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Paep Para Wb, Elisa - P09466

Número de artículo: CM0030995



### Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo Anti-PAEP de CamelBio detecta la Glicodelina humana (P09466) mediante WB y ELISA. Es compatible con la investigación en fertilización, inmunomodulación y estudios de tejidos reproductivos.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | PAEP Rabbit pAb                                                                                                                                            |
| Observaciones/Alias | GD; GdA; GdF; GdS; PEP; PAEG; PP14; ZIF-1; PAEP                                                                                                            |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                     |
| GeneID (Humano)     | 5047                                                                                                                                                       |
| GeneID              | 5047                                                                                                                                                       |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-180 de la PAEP humana (NP_002562.2). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                                     |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                                   |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                                                  |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                                                                                     |
| SWISS               | P09466                                                                                                                                                     |
| Peso Proteico       | 21kDa                                                                                                                                                      |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                             |