


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Paf1 Para Wb, Ihc-P Y Elisa - Q8N7H5

Número de artículo: CM0009040



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra PAF1 humano (PD2), adecuado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la función del complejo PAF1 en la regulación de la transcripción y la pluripotencia de las células madre embrionarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-PAF1
Observaciones/Alias	PD2; F23149_1; PAF1
Especie	Humano
GeneID (humano)	54623
GeneID	54623
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de PAF1 humano (NP_061961.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q8N7H5
Peso de la proteína	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo