

Anticuerpo Monoclonal Anti-Pag1 Para Wb, Elisa - Q9Nwq8

Número de artículo: CM0002523

Introducción

Anticuerpo monoclonal Anti-PAG1 de conejo (47 kDa) para aplicaciones de WB y ELISA. Se dirige a la fosfoproteína PAG/Cbp (Q9NWQ8) implicada en la regulación de la señalización de células T. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PAG1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CBP; PAG; PAG1
Especie	Humano
GeneID (humano)	55824
GeneID	55824
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 333-432 de PAG1 humano (Q9NWQ8).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NWQ8
Peso de la proteína	47 kDa
Envío	Bolsa de hielo