

Anticuerpo Monoclonal Anti-Pah Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P00439

Número de artículo: CM0002417



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PAH humano (Fenilalanina-4-hidroxilasa). Adecuado para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Reacciona cruzadamente con PAH de humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de fenilcetonuria y estudios de actividad enzimática.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PAH Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PH; PKU; PKU1; PAH
Especie	Humano
ID de Gen	5053
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del PAH humano (P00439)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P00439
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo