


Anticuerpo Policlonal Anti-Pah Para Wb, Elisa - P00439

Número de artículo: CM0022428



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la PAH humana (fenilalanina-4-hidroxilasa). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con rata. Inmunógeno de proteína recombinante que cubre los aminoácidos 110-452. Adecuado para la investigación del metabolismo y trastornos genéticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PAH Conejo pAb
Observaciones/Alias	PH; PKU; PKU1; PAH
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5053
GeneID	5053
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 110-452 de la PAH humana (NP_000268.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	P00439
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo