

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pai-1/Serpin E1 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P05121

Número de artículo: CM0027955



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PAI-1/Serpin E1 humano (SERPINE1). Adecuado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de la fibrinólisis y la adhesión celular.

[Aprende más](#)

| Especificación       | Detalles                                                                                                               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto  | pAb de conejo contra PAI-1/Serpin E1                                                                                   |
| Abreviaturas / Alias | PAI; PAI1; PAI-1; PLANH1; PAI-1/Serpin E1                                                                              |
| Especie              | Humano                                                                                                                 |
| ID del gen (Humano)  | 5054                                                                                                                   |
| Inmunógeno           | Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 24-199 de PAI-1/Serpin E1 humano (NP_000593.1) |
| Origen               | Conejo                                                                                                                 |
| Categoría            | Anticuerpos policlonales                                                                                               |
| Aplicación           | WB, IF/ICC, IF-P, ELISA                                                                                                |
| Reactividad cruzada  | Humano, Ratón, Rata                                                                                                    |
| SWISS                | P05121                                                                                                                 |
| Peso de la proteína  | 45 kDa                                                                                                                 |
| Envío                | Bolsa de hielo                                                                                                         |