


Anticuerpo Policlonal Anti-Paics Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P22234

Número de artículo: CM0025307



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra PAICS humano (enzima bifuncional de la biosíntesis de purinas). Validado para Western blot, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar el metabolismo de nucleótidos y la biología del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PAICS Conejo pAb
Observaciones/Alias	ADE2, AIRC, PAIS, ADE2H1, PAICSD, PAICS
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10606
ID de Gen	10606
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 176-425 de PAICS humano (NP_001072992.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P22234
Peso Molecular de la Proteína	47 kDa
Envío	Bolsa de hielo