

Anticuerpo Policlonal Anti-Paip1 Para Wb, Elisa - Q9H074

Número de artículo: CM0026007



Introducción

PAIP1 Conejillo pAb es un anticuerpo policlonal validado para WB y ELISA, que detecta PAIP1 humano, de ratón y de rata. Ayuda en la investigación sobre la iniciación de la traducción y el recambio del ARNm — Q9H074.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PAIP1 Conejillo pAb
Observaciones/Alias	PAIP1
Especie	Humano
ID del Gen	10605
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de PAIP1 humano (NP_877590.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H074
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo