


Anticuerpo Policlonal Anti-Pak1 De Conejo Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13153

Número de artículo: CM0029234



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PAK1 (Q13153) validado para WB, IHC-P, ELISA; reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar dinámica del citoesqueleto, señalización celular y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PAK1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	IDDMSSD; p65-PAK; PAKalfa; alfa-PAK; PAK1
Especie	Humano
GeneID (humano)	5058
GeneID	5058
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de PAK1 humano (Q13153).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13153
Peso Proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo