


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pak1/Pak2/Pak3 Para Wb, Elisa - Q13153/Q13177/O75914

Número de artículo: CM0020046



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PAK1, PAK2 y PAK3 (PAKalpha). Validado para WB y ELISA con reactividad en tejidos humanos, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la dinámica del citoesqueleto y las vías de señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo PAK1/PAK2/PAK3
Observaciones/Alias	PAKalpha; PAK1/PAK2/PAK3
Especie	Humano
ID del gen (humano)	5058/5062/5063
ID del gen	5058/5062/5063
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia situada entre los aminoácidos 350-450 de PAK1/PAK2/PAK3 humano (NP_002567.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q13153/Q13177/O75914
Peso de la proteína	65 kDa
Envío	Bolsa de hielo