

Anticuerpo Policlonal Anti-Pak2 Para Wb Y Elisa - Q13177

Número de artículo: CM0026202



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PAK2 validado para WB y ELISA. Reacciona con PAK2 humano, de ratón y rata (~58 kDa). Ideal para aplicaciones de investigación en señalización por quinasas, apoptosis y citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PAK2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	KNO2; PAK65; PAKgamma; PAK2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5062
GeneID	5062
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 120-240 de PAK2 humano (NP_002568.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13177
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo