


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pak3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O75914

Número de artículo: CM0009610



Introducción

PAK3 Rabbit mAb (O75914) validado para WB, IHC-P, ELISA; reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación en neurociencia, dirigido a plasticidad sináptica, morfología de las espinas dendríticas y vías de señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PAK3 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ARA; bPAK; MRX30; MRX47; OPHN3; PAK-3; XLID30; PAK3beta; beta-PAK; PAK3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5063
GeneID	5063
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de PAK3 humano (O75914)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O75914
Peso de la proteína	62 kDa
Envío	Bolsa de hielo