


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pak3 Para Wb, If/Icc, Elisa - O75914

Número de artículo: CM0021955



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PAK3, una serina/treonina quinasa implicada en el desarrollo neuronal y la plasticidad sináptica. Adecuado para aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA. Reconoce PAK3 humano, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | PAK3 pAb de conejo                                                      |
| Observaciones/alias | ARA; bPAK; MRX30; MRX47; OPHN3; PAK-3; XLID30; PAK3beta; beta-PAK; PAK3 |
| Especie             | Humano                                                                  |
| GeneID (humano)     | 5063                                                                    |
| Inmunógeno          | Péptido sintético                                                       |
| Origen              | conejo                                                                  |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                       |
| Reactividad cruzada | Humano, ratón, rata                                                     |
| SWISS               | O75914                                                                  |
| Peso de la proteína | 62 kDa                                                                  |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                          |