

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pak4 Para Wb, If/Icc, Elisa - O96013

Número de artículo: CM0015673



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que reconoce PAK4 humano y de ratón (64 kDa). Adecuado para WB, IF/ICC, ELISA. Ideal para estudiar PAK4 en la regulación del citoesqueleto, migración celular, proliferación y supervivencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo PAK4
Observaciones/Alias	PAK4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10298
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 450-550 de PAK4 humano (NP_005875.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O96013
Peso Proteico	64kDa
Envío	Bolsa de hielo