


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Pak6 Para Wb, Elisa - Q9Nqu5

Número de artículo: CM0030803



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo anti-PAK6 validado para WB y ELISA. Detecta PAK6 humano y de ratón (también conocido como PAK5), una serina/treonina quinasa involucrada en la regulación de la transcripción. Se expresa de forma selectiva en el cerebro y los testículos. Ideal para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PAK6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PAK5; PAK6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	56924
GeneID	56924
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de PAK6 humana (NP_064553.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NQUS
Peso Molecular	75 kDa
Envío	Bolsa de hielo