

Anti-Pak6 Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Wb, Elisa - Q9Nqu5

Número de artículo: CM0030793

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-PAK6 validado para WB y ELISA. Detecta PAK6 humano y de ratón (también conocido como PAK5), una serina/treonina quinasa implicada en la regulación de la transcripción. Se expresa selectivamente en cerebro y testículos. Ideal para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PAK6 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PAK5; PAK6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	56924
GeneID	56924
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 del PAK6 humano (NP_064553.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NQ5
Peso Proteico	75 kDa
Envío	Bolsa de hielo