

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Palb2 Para Wb Y Elisa - Q86Yc2

Número de artículo: CM0030701



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PALB2 validado para WB y ELISA. Este anticuerpo se dirige a la proteína humana Partner and localizer of BRCA2, una proteína clave en la reparación por recombinación homóloga y en la vía de la anemia de Fanconi. Ideal para investigación oncológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	pAb de conejo anti-PALB2
Observaciones/Alias	FANCN; PNCA3; PALB2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	79728
GeneID	79728
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 99-198 de PALB2 humano (NP_078951.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q86YC2
Peso de la proteína	131 kDa
Envío	Bolsa de hielo