

Anticuerpo Policlonal Anti-Pald1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ule6

Número de artículo: CM0017865

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la PALD1 (paladina) humana, generado contra una proteína recombinante del extremo N. Validado para WB, IF/ICC y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata; detecta la proteína citosólica de ~97 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PALD1 Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	PALD; KIAA1274; PALD1
Especie	Humana
GeneID (Humano)	27143
GeneID	27143
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de la PALD1 humana (NP_055246.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9ULE6
Peso Molecular de la Proteína	97kDa
Envío	Bolsa de hielo