


Acm Anti-Paladina De Conejo Para Wb, Elisa - Q8Wx93

Número de artículo: CM0005210



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Paladina para WB y ELISA. Inmunógeno: aminoácidos 1-100 de la Paladina humana. Reconoce el organizador del citoesqueleto de actina; alta expresión en próstata, ovario, colon, riñón. Validado para humano. - Q8WX93

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AcM de conejo anti-Paladina
Observaciones/Alias	MYN; PNCA1; CGI151; SIH002; CGI-151; Paladina
Especie	Humano
ID de Gen	23022
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de la Paladina humana (NP_001159582.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8WX93
Peso proteico	151kDa
Envío	Bolsa de hielo