

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pam16 Para Wb, Elisa - Q9Y3D7

Número de artículo: CM0030877

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PAM16 humano (TIM16, MAGMAS), validado para Western blot y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón. Detecta una proteína de 14 kDa; adecuado para la investigación de importación mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PAM16 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	TIM16; MAGMAS; SMDMDM; TIMM16; CGI-136; PAM16
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	51025
ID de Gen	51025
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-125 del PAM16 humano (NP_057153.8)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Y3D7
Peso Proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo