


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pan 14-3-3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P27348 / P31946 / P61981 / P62258 / P63104 / Q04917 / P31947

Número de artículo: CM0006354



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad que reconoce las siete isoformas humanas de 14-3-3 (θ , β , γ , ϵ , ζ , η , σ). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con muestras de humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pan 14-3-3 Rabbit mAb
Observaciones/Alíase	1C5; HS1; 14-3-3; GW128; YWHAA; KCIP-1; HEL-S-1; HEL4; YWHAD; HEL-S-3; POPCHAS; HEL-S-93; 14-3-3-zeta; pan 14-3-3
Especie	Humano
GenelD (Humano)	10971/7529/7532/7531/7534/7533/2810
GenelD	10971/7529/7532/7531/7534/7533/2810
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del pan 14-3-3 humano (NP_006817.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P27348/P31946/P61981/P62258/P63104/Q04917/P31947
Peso de la proteína	27kDa/28kDa/29kDa
Envío	Bolsa de hielo