


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pan 14-3-3 Para Wb Y Elisa - P27348 / P31946 / P61981 / P62258 / P63104 / Q04917 / P31947

Número de artículo: CM0022017



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra pan 14-3-3 (YWHAB, YWHAZ, etc.), validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón, rata y mono verde africano. Ideal para la investigación de la señalización celular y la neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo pan 14-3-3
Observaciones/Alíase	YWHA; S1C5; HS1; 14-3-3; pan 14-3-3
Especie	Humano
GenelD (humano)	10971/7529/7532/7531/7534/7533/2810
GenelD	10971/7529/7532/7531/7534/7533/2810
Inmunógeno	Proteína recombinante de pan 14-3-3 humano
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata, mono verde africano
SWISS	P27348/P31946/P61981/P62258/P63104/Q04917/P31947
Peso molecular	27 kDa/28 kDa
Envío	Bolsa de hielo