

Anticuerpo Policlonal Anti-Pan Cadherina Para Wb, Ip, Elisa - P12830 / P19022 / P22223 / P55283

Número de artículo: CM0022697



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Pan Cadherina de CamelBio para WB, IP, ELISA en humano, ratón, rata. Reconoce una región conservada de cadherina para investigación de adhesión celular amplia y uso diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Pan Cadherina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	999/1000/1001/1002
GeneID	999/1000/1001/1002
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 800-882 de la pan-cadherina humana (NP_004351.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P12830/P19022/P22223/P55283
Envío	Bolsa de hielo