


Anticuerpo Policlonal Anti-Pan-Pkc Para Wb, If/Icc, Elisa - P17252 / P05771 / Q05655 / Q02156 / P24723 / Q04759

Número de artículo: CM0022686



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra pan-PKC (PRKCA/PRKCB/PRKCD/PRKCE/PRKCH/PRKCQ), validado para WB, IF/ICC, ELISA en humanos, ratones y ratas. Ideal para investigación en señalización por PKC.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pan-PKC Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PRKCA/PRKCB/PRKCD/PRKCE/PRKCH/PRKCQ; pan-PKC
Especie	Humano
GeneID (humano)	5578/5579/5580/5581/5583/5588
GeneID	5578/5579/5580/5581/5583/5588
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 572-672 de PRKCA humano (NP_002728.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17252/P05771/Q05655/Q02156/P24723/Q04759
Peso Proteico	59kDa/67kDa/74- 83kDa
Envío	Bolsa de hielo