

Anticuerpo Policlonal Anti-Pan-Trk Para Wb Y Elisa - P04629/Q16620/Q16288

Número de artículo: CM0021455



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta dirigido a pan-Trk humano (NTRK1/2/3), validado para Western blot (WB) y ELISA con reactividad cruzada con ratón. Ideal para investigación en señalización por neurotrofinas y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pan-Trk Rabbit pAb
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4914/4915/4916
ID de Gen	4914/4915/4916
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 697-796 de pan-Trk humano (NP_002520.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P04629/Q16620/Q16288
Envío	Bolsa de hielo