

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pank2 Para Wb Y Elisa - Q9Bz23

Número de artículo: CM0021834



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PANK2 humana, para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Inmunógeno: péptido sintético aa 300-400. Útil para investigación de síntesis de coenzima A y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	PANK2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HSS; HARP; PKAN; NBIA1; C20orf48; PANK2
Especie	Humana
GeneID (Humana)	80025
GeneID	80025
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 300-400 de PANK2 humana (NP_705902.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9BZ23
Peso proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo