


Anticuerpo Policlonal Anti-Pannexin-1 Para Wb, Elisa - Q96Rd7

Número de artículo: CM0027498



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra Pannexin-1 humana (PANX1), adecuado para WB y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón. Validado para la investigación de canales iónicos, apoptosis y señalización de calcio. Swiss-Prot: Q96RD7.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Pannexin 1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PX1; MRS1; OOMD7; OZEMA7; UNQ2529; Pannexin 1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	24145
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de la Pannexin 1 humana (NP_056183.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q96RD7
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo