

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pap Para Wb, Elisa - P51003

Número de artículo: CM0026312



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra la polimerasa de poli(A) alfa humana (PAPOLA/PAP). Validado para Western blot y ELISA, adecuado para estudiar la poliadenilación de ARNm. Ideal para aplicaciones de diagnóstico e investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PAP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PAP; PAP-alfa
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10914
GeneID	10914
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 605-745 de la PAP humana (NP_116021.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P51003
Peso Proteico	83kDa
Envío	Bolsa de hielo