

Anticuerpo Policlonal Anti-Papd4 (Gld2/Tut2) Para Wb Y Elisa - Q6Piy7

Número de artículo: CM0015800

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PAPD4 (GLD2/TUT2) humana, validado para WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para estudios de poliadenilación citoplasmática y regulación de miRNAs.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PAPD4 Rabbit pAb
Notas/Alias	APD4; GLD2; TUT2; PAPD4
Especie	Humana
GenelD (humano)	167153
GenelD	167153
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de PAPD4 humana (NP_776158.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonares
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6PIY7
Peso Molecular	56kDa
Envío	Bolsa de hielo