


Anticuerpo Policlonal Anti-Papss1 Para Wb - O43252

Número de artículo: CM0015698



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PAPSS1 humano (SK1/ATPSK1). Validado para WB y ELISA, con reactividad frente a humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de la vía de activación del sulfato y de las sulfotransferasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra PAPSS1
Observaciones/Alias	SK1; PAPSS; ATPSK1; PAPSS1
Especie	Humano
GeneID (humano)	9061
GeneID	9061
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 190-260 de PAPSS1 humano (NP_005434.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O43252
Peso de la proteína	71 kDa
Envío	Bolsa de hielo