

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Par2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P55085

Número de artículo: CM0010308



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra PAR2 humano (P55085), validado para WB, IHC-P y ELISA. Adecuado para estudios de inflamación, inmunidad y función de barrera endotelial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PAR2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PAR2; GPR11
Especie	Humano
ID del gen	2150 (Humano)
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 298-397 del PAR2 humano (P55085)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P55085
Peso de la proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo