

## Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Par2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P55085

Número de artículo: CM0025996



### Introducción

Valide la expresión de PAR2 (F2RL1/GPR11) en humanos, ratones y ratas con este anticuerpo policlonal de conejo. Ideal para WB, IF/ICC y ELISA. Explore las vías de señalización inflamatorias y de barrera.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | PAR2 Rabbit pAb                                                                                                         |
| Observaciones/Alias | PAR2; GPR11                                                                                                             |
| Especie             | Humano                                                                                                                  |
| GeneID (Humano)     | 2150                                                                                                                    |
| GeneID              | 2150                                                                                                                    |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia dentro de los aminoácidos 15-94 de PAR2 humano (NP_005233.4) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                  |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                       |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                     |
| SWISS               | P55085                                                                                                                  |
| Peso de la Proteína | 44kDa                                                                                                                   |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                          |