

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Par4 Para Wb, Elisa - Q96Iz0

Número de artículo: CM0027204



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PAR4 de alta calidad para Western blot y ELISA, que detecta PAR4 humano, de ratón y de rata. Ideal para investigación en apoptosis y cáncer. - Q96Iz0

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PAR4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PAR4; Par-4
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5074
ID de Gen	5074
Inmunógeno	Péptido sintético; Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de PAR4 humano (NP_002574.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96Iz0
Peso Molecular de la Proteína	37kDa
Envío	Bolsa de hielo