

Anticuerpo Monoclonal Contra Hormona Paratiroidea (Pth) Para Wb, If-P, Elisa - P01270

Número de artículo: CM0005538



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la hormona paratiroidea humana (PTH), apto para WB, IF-P y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para estudios de homeostasis del calcio y metabolismo óseo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra hormona paratiroidea (PTH)
Observaciones/Alias	FIH1; PTH1; Parathyroid Hormone (PTH)
Especie	Humano
ID genético (Humano)	5741
ID genético	5741
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1-100 de la hormona paratiroidea humana (PTH) (P01270)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01270
Peso molecular de la proteína	13kDa
Envío	Bolsa de hielo