

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hormona Paratiroidea (Pth) Para Wb, Elisa - P01270

Número de artículo: CM0026761



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo se dirige a la PTH humana (SWISS P01270) y presenta reacción cruzada con ratón y rata. Es adecuado para WB y ELISA, y ayuda en la investigación del metabolismo del calcio y el desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo contra la Hormona Paratiroidea (PTH)
Observaciones/Alias	FIH1; PTH1; Hormona Paratiroidea (PTH)
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5741
ID del Gen	5741
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-115 de la Hormona Paratiroidea humana (PTH) (NP_000306.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01270
Peso Proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo